

MAMA-tens

Pijnbestrijding bij de bevalling



MAMA-tens

Wilt u met meer zelfvertrouwen prettiger bevallen en een goede herinnering overhouden aan één van de meest bijzondere gebeurtenissen in uw leven? MAMA-tens biedt u deze mogelijkheid!

Met de MAMA-tens bent u in staat om op een veilige manier de pijn tijdens uw bevalling te beheersen. U bepaalt zelf hoeveel pijnvermindering u op welk moment wilt toepassen.

Hoe werkt TENS?

Een tens-apparaat geeft door middel van op het lichaam geplaatste elektroden kleine elektrische pulsen aan de zenuwen door. Bij de bevalling plakt u daarvoor aan weerszijde van de ruggewervel twee elektroden. De MAMA-tens zendt pulsjes uit die zorgen voor het vrijgeven van endorfines (lichaamseigen pijnstillers). Daarnaast worden de zenuwen gestimuleerd om pijnprikkels te blokkeren die naar de hersenen gestuurd worden.

MAMA-tens neemt de pijn dus niet volledig weg, maar zorgt ervoor dat u de pijn minder heftig ervaart.

MAMA TENS tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling zult u verschillende pijnen van verschillende intensiteit waarnemen. De MAMA-tens is voorgeprogrammeerd met 3 verschillende programma's die speciaal afgestemd zijn op de drie fasen van de bevalling. Met de MAMA-tens bent u in staat uw pijn op een eenvoudige manier te beheersen. Om heftige weeën op te vangen is er een speciale boost-knop.

MAMA TENS is:

- onschadelijk voor moeder en kind
- zowel thuis als in het ziekenhuis te gebruiken
- in combinatie met andere methoden van pijnverlichting te gebruiken
- gebruiksvriendelijk
- draagbaar: u kunt gaan lopen, liggen of zitten waar u wilt
- pijnbeheersing en zelfvertrouwen: u houdt zelf de controle over de pijn
- ook bruikbaar na de bevalling om naweeën te verzachten

Gratis MAMA TENS via uw zorgverzekering

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u de MAMA-tens geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Een groot deel van de verzekeraars heeft de MAMA-tens reeds opgenomen in het vergoedingspakket; in dat geval krijgt u de MAMA-tens 6 weken in bruikleen of eigendom.

NB: niet te gebruiken in de eerste 26 weken van de zwangerschap



Van Lent Systems B.V.
Dommelstraat 34
5347 JL Oss
www.vanlentsystems.com
info@vanlentsystems.com
Tel: 0412 640 690
Fax: 0412 626 025