

# Looky<sup>HD</sup>

Elektronische handloep



# Looky<sup>HD</sup>

De Looky HD Touch beschikt over de welvertrouwde functies van de originele Looky, maar voegt daar een uitzonderlijk scherp, helder en levendig beeld aan toe. Dit 5 inch (12,7 cm) HD-scherm is te bedienen door middel van een duidelijke en intuïtieve touchbediening.

De Looky HD Touch is de meest geavanceerde, maar toch gemakkelijk te bedienen elektronische handloep op de markt. Zo beschikt hij over 10 hoogcontraststanden, 2 fotostanden en kunt u er ook objecten op afstand mee bekijken.

We hebben niet alleen deze nieuwe bedieningswijze voor de Looky HD Touch toegevoegd, we hebben ook de batterij vernieuwd. Zo is in dit model een oplaadbare Lithion Ion batterij verwerkt in het handvat. Wanneer de accu leeg is kunt u deze gemakkelijk vervangen door een nieuw (volgeladen) handvat. Hierdoor heeft u een extra lange gebruiksduur van de Looky HD Touch terwijl u onderweg bent.

Tevens is het mogelijk om de Looky HD Touch aan te sluiten op een externe monitor of televisie. Het beeld van de Looky HD Touch wordt hier dan op weergegeven. Zo kunt u teksten en afbeeldingen in een handomdraai bekijken op een groot scherm.

Belangrijkste specificaties van de Looky HD Touch:

- 5 inch (12,7cm) schermdiagonaal
- Uitzonderlijk helder scherm
- Touchbediening in het scherm
- 720p HD-resolutie
- 2 tot 20 keer vergroting
- CVBS-aansluiting voor extern beeld
- Tot 3 uur gebruiksduur
- Verwisselbare handvat inclusief accu
- 2 fotostanden (full color, monochroom)
- 10 hoog contrast-standen
- Fotostanden en hoog contrast-standen kunnen aan of uit gezet worden door gebruiker
- Freeze function (in bevroren beeld kan worden vergroot en geschoven)



Van Lent Systems B.V.  
Dommelstraat 34  
5347 JL Oss  
www.vanlentsystems.com  
info@vanlentsystems.com  
Tel: 0412 640 690  
Fax: 0412 626 025