

i-Pulz

Zenuwstimulator



i-Pulz

Een aanzienlijke pijnvermindering bereiken zonder bijwerkingen? Van Lent Systems heeft speciaal hiervoor de i-Pulz zenuwstimulator ontwikkeld; hét meest gebruiksvriendelijke TENS apparaat om uw pijn mee te bestrijden!

De i-Pulz is een klein, draagbaar digitaal TENS apparaat dat onzichtbaar onder de kleding gedragen kan worden. Met een gewicht van slechts 91 gram (zonder batterijen) is de i-Pulz de lichtste in zijn soort.

Hoe werkt een zenuwstimulator?

Een zenuwstimulator geeft door middel van op het lichaam geplaatste elektroden, elektrische pulsen via de huid aan de zenuwen door. Dit heeft enerzijds als doel dat de zenuwen worden "afgeleid" van de aanwezige pijnprikkels, waardoor minder signalen aan de hersenen doorgegeven worden. Anderzijds wordt het lichaam aangezet endorfines te produceren, waarvan een pijnstillende werking uitgaat.

De voordelen van TENS

- Het is mogelijk een aanzienlijke pijnvermindering te bereiken zonder bijwerkingen.
- TENS werkt niet verdovend, versuffend of verslavend (in tegenstelling tot veel sterke pijnstillers).
- TENS werkt alleen plaatselijk in tegenstelling tot medicijnen, die in het hele lichaam aanwezig zijn.
- De gebruiker kan op elk gewenst tijdstip van de dag, zichzelf behandelen.

Indicaties TENS

TENS kan worden ingezet bij zowel acute als chronische pijnklachten.

Wordt TENS therapie vergoed?

Ja, TENS als therapie wordt volledig vergoed bij behandeling van chronische pijnen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient het TENS apparaat voorgeschreven te worden door een, door de zorgverzekeraar erkende, deskundige.



Van Lent Systems B.V.
Dommelstraat 34
5347 JL Oss
www.vanlentsystems.com
info@vanlentsystems.com
Tel: 0412 640 690
Fax: 0412 626 025