

Technische specificaties i-See beeldschermloep

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) en gewicht:

i-See (Premium 19") : 55 x 43 x 59 cm
i-See (Special 19") : 55 x 43 x 66 cm (scherm in hoogste stand)
Gewicht : 15,8 kg

i-See (Premium 22") : 55 x 51 x 59 cm
i-See (Special 22") : 55 x 51 x 66 cm (scherm in hoogste stand)
Gewicht : 16,5 kg

Vergroting (afhankelijk van schermgrootte):

19" scherm; vergroting van circa 3,5x – 68x
22" scherm; vergroting van circa 5x – 75x

Stroomtoevoer : 100 – 240V 50/60 hz; 2A

Gebruiksomstandigheden:

Temperatuur : +5°C tot +35°C
Luchtvochtigheid : <70%, geen condensatie

Opslag en transport omstandigheden:

Temperatuur : +0°C tot +50°C
Luchtvochtigheid : <90%, geen condensatie

10 hoogcontrast combinaties:

zwart/wit - wit/zwart
zwart/groen - groen/zwart
zwart/geel - geel/zwart
blauw/geel - geel/blauw
zwart/rood - rood/zwart