

Technische specificaties Looky handloep

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) en gewicht:

Looky : 110 x 75 x 32 mm (140 gram, excl. batterijen).
Complete verpakking : 480 gram (excl. Batterijen).

Voeding:

Batterijen : 2x AA/LR6 ¹
Adapter : 5V DC 2A .

Gebruiksomstandigheden:

Temperatuur : +5 °C tot +35 °C.
Luchtvochtigheid : <70%, geen condensatie.

Opslag en transport omstandigheden:

Temperatuur : +0 °C tot +45 °C.
Luchtvochtigheid : <90%, geen condensatie.

Overige specificaties:

- Beeldschermgrootte van 3.5" (8.9cm).
- Vergrotingsfactor tussen 3 en 8 keer.
- Kleur en contrast: zwart/wit – wit/zwart.
- Uitklapbaar handvat.
- Speciale freezefunctie (tekst of foto vastzetten op het scherm).
- Ingebouwde schrijfstandaard.
- Batterijen kunnen er maar op 1 manier in (u hoeft niet meer op + en – te letten).