

## Technische specificaties Looky+ handloep

### Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) en gewicht:

Looky+ : 113 x 75 x 38 mm (145 gram, excl. batterijen).

### Voeding:

Batterijen : 2x AA/LR6  
Adapter : 5V DC 1,8A

### Gebruiksomstandigheden:

Temperatuur : +5°C tot +35°C.  
Luchtvochtigheid : <70%, geen condensatie.

### Opslag en transport omstandigheden:

Temperatuur : +0°C tot +45°C.  
Luchtvochtigheid : <90%, geen condensatie.

### Overige specificaties:

- Beeldschermgrootte van 3.5" (8.9cm).
- Vergrotingsfactor tussen 2 en 20 keer ( $\pm$ ).
- Kleur en contrast: zwart/wit, wit/zwart, geel/blauw en geel/zwart.
- Uitklapbaar handvat.
- Speciale freezefunctie (tekst of foto vastzetten op het scherm).
- Ingebouwde schrijfstandaard.
- 4 digitale vergrotingsstanden.